



Modulbeschreibung.

CGM SOZIAL Mobile (App für P&D und SIC).

Nehmen Sie Ihre Dokumentation doch einfach mit und erfassen Sie die Informationen am Ort ihrer Entstehung. Mit CGM SOZIAL Mobile können Sie bei Ihrem Bewohner zum Beispiel Vitalwerte eingeben oder erbrachte Maßnahmen bestätigen. Quasi nebenbei im Gespräch mit dem Bewohner. Ohne Zwischennotiz auf Zetteln und Blöcken und ohne Trink- und Ernährungsprotokolle im Bewohnerzimmer, die am Ende des Tages darauf warten, in die Pflegedokumentation

übertragen zu werden.

CGM SOZIAL Mobile ist eine moderne Android-App, die Angaben, wie die Kontakte des Klienten, vor Ort verfügbar macht und die Möglichkeit eröffnet, Daten wie die Trinkmengen direkt in die Pflegedokumentation der CGM SOZIAL Suite zu übergeben. Die Lösung funktioniert mit vielen aktuellen Smartphones oder Tablets.

Jederzeit und überall. Flexibilität contra Arbeitsdruck.

Das Klientendashboard – wissen worauf es ankommt.

Nach dem Start der App und dem Login wird eine Liste der BewohnerInnen der ausgewählten Organisationseinheit angezeigt. Per Fingertipp auf einen bestimmten Bewohner rufen Sie das Klientendashboard auf. Es vermittelt einen ersten schnellen Überblick über den Bewohnerstatus. Neben dem Namen, Zimmer und Geburtsdatum des Bewohners sind z. B. stets die aktuellen Klienteninformation aus der Pflegedokumentation aufgeführt.



Die Tagesstruktur – Qualität entsteht beim Bewohner.

Im Zentrum der mobilen Dokumentation steht der Tag des Bewohners. Dazu bietet die App den Bereich Tagesstruktur, der sich automatisch aus den verschiedenen Terminen des Bewohners und natürlich den Maßnahmen der Pflege- oder Hilfeplanung generiert.

Im Kontext neuer Pflegedokumentationssysteme gewinnt der Überblick über den Tag des Bewohners mehr und mehr an Bedeutung. Mit CGM SOZIAL Mobile haben Pflegende und Betreuungskräfte zentrale Informationen stets griffbereit und können sich daran orientieren. Das spart Wege und Zeit und erübrigt ein aufwendiges Ausdrucken von ToDo-Listen. Verbringen Sie Ihre wertvolle Zeit doch mit dem Klienten!

Abweichungen oder Begründungen für eine nicht erledigte Maßnahme können ebenso mühelos direkt in der Tagesstruktur dokumentiert werden. Wem die Android-Bildschirmtastatur dabei zu klein oder unhandlich ist, nutzt einfach die optionale Spracheingabe. Sie sprechen und der Text erscheint im Nu auf dem Bildschirm. Einfacher geht es nicht.

Im Status „nach Plan“ stehen die Maßnahmen, die nach den Vorgaben der neuen entbürokratisierten Pflegedokumentation nicht abgezeichnet werden müssen. Dazu kann jederzeit eine Abweichung dokumentiert werden.

Alle wichtigen Informationen mit einem Fingertipp.

Aufschlussreich – Vitalwertübersicht und Vitalwerte.

Per Touch auf den entsprechenden Dashboard-Bereich gelangen Sie zur Vitalwertübersicht, mit dem jeweils aktuellen Wert für Blutdruck, Puls, Blutzucker, BMI und Temperatur. Hinter den einzelnen Einträgen sehen Sie die zuletzt gemessenen Werte. Neue Werte können über den Auswahlpunkt „Neue Dokumentation“ eingegeben werden. Vitalwerte, die die eingestellten Grenzwerte der jeweiligen Dokumentationslösung über- bzw. unterschreiten, sind rot markiert.



Bilanzierung – alles Wesentliche im Blick.

Analog zu den Vitalwerten wird im Bereich der Bilanzierung die Aufnahme und Ausfuhr von Nahrung und Flüssigkeit dargestellt und verwaltet.

Mobile Dokumentation heißt, die am häufigsten direkt beim Bewohner anfallenden Informationen umgehend in der Dokumentationssoftware verfügbar zu haben. Dies schafft eine Ersparnis an Zeit, Ressourcen und Kosten. Mögliche Fehler durch Doppeldokumentation, manuelles Übertragen oder längeres Merken werden ausgeschlossen.

Die App – einfach, günstig und unabhängig dokumentieren.

Die Gestaltung der App ist selbsterklärend, zeitintensive Schulungen erübrigen sich. Mindestanforderung ist lediglich ein Android-Smartphone oder Tablet mit dem Betriebssystem ab Android 4.2 und ein Bildschirm, der nicht kleiner als 4,5 Zoll sein sollte.

CGM SOZIAL Mobile ist selbstverständlich offline-fähig. Das mobile Gerät ist also ohne permanente WLAN-Anbindung oder Mobilfunkverbindung nutzbar. Sobald die App wieder WLAN-Empfang hat, werden die Daten automatisch abgeglichen.

Erfolg durch **Kompetenz** und **Engagement.**

CompuGroup Medical ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Apothekern und sonstigen Leistungserbringern in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.300 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

CGM Clinical Deutschland GmbH

Maria Trost 25, 56070 Koblenz
T +49 (0) 7355 799-167
stephanie.luther@cgm.com

cgm-clinical.de
cgm.com/de

Synchronizing Healthcare



**CompuGroup
Medical**